

# REMOÇÃO DO FIO DE SUTURA A PARTIR DE UMA CASSETE OU EMBALAGEM

Aviso Legal: Foi desenvolvida uma série de manuais pela equipa do Laboratório de Competências Clínicas – *Clinical Skills Lab* (funcionários, recém-formados e alunos) da Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Bristol, Reino Unido.

- Cada manual exemplifica uma forma de executar uma técnica, existindo muitas vezes outras abordagens. Antes de usar os manuais, os alunos devem confirmar com a sua faculdade/docentes responsáveis, se a abordagem apresentada é aceite no seu programa ou se deve ser utilizado um método alternativo.
- Os manuais são disponibilizados de boa-fé, e podem estar sujeitos a alterações.
- Ao usar estes manuais, devem-se adotar procedimentos de trabalho seguros e fazer as suas próprias avaliações de risco, verificadas pela sua faculdade. A Universidade de Bristol não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não cumprimento de tais práticas.

*Este trabalho está sobe licença da - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.*

© Universidade de Bristol, 2022

**Ano do grupo: 3º ano +**

## Equipamento para este posto/estação:

- Cassete de fio de sutura
- Embalagem de fio de sutura
- Tesoura
- Porta-agulhas
- Pano de campo estéril
- Um Assistente

## Considerações para este posto/estação:

- Ter cuidado para não tocar, ou permitir que o fio de sutura toque, quaisquer áreas não estéreis

---

Qualquer elemento que exerça/pratique no Laboratório de Competências Clínicas deve ler a "Introdução CLS_I01" e concordar em cumprir as "Regras do CSL_I00" e "Regras da Área de Laboratório CLS_I02"

Por favor, informe o responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a acabar.

1



Peça a um assistente (cujas mãos não estão esterilizadas) para retirar a tampa do topo da cassete e puxar um comprimento de fio de sutura para cima (enquanto estabiliza a cassete com a sua outra mão).

2




Segure o fio de sutura com a mão não dominante, abaixo de onde está agarrado/fixo pelo assistente, de modo a não correr o risco de contaminação. Corte o material de sutura alguns centímetros acima da sua mão, usando uma tesoura ou porta-agulhas com tesoura.

3



Puxar para cima o comprimento necessário do fio de sutura e cortá-lo. Tenha cuidado para não se contaminar ou contaminar o fio no processo, por exemplo, tocando no exterior da cassete. *NOTA: O fio de sutura deve ser cortado a uma curta distância acima da cassete, ou seja, deixando um comprimento suficiente para que seja fácil agarrar da próxima vez.*

4



Tenha cuidado para não arrastar o fio de sutura, ou deixá-lo tocar em qualquer área não estéril, ou seja, mantenha-o sobre um pano de campo estéril.

5



Repita o processo sempre que necessite de mais fio de sutura, corte a partir da cassete.

1




Pedir a um assistente (cujas mãos não estão esterilizadas) para abrir a camada exterior do pacote do fio de sutura, sem tocar no material interior.

2




Peça ao assistente para largar o invólucro interior do fio de sutura sobre uma superfície estéril, por exemplo, um pano de campo.

3




Segure a embalagem/invólucro interior esterilizado do fio com ambas as mãos, e abra-o, ou seja, rasgue a segunda camada do pacote.

4



Use o porta-agulhas para agarrar a agulha e remover o fio de sutura da embalagem interior.

5



É importante assegurar que o restante fio de sutura estéril, se mantém sobre o pano de campo, igualmente esterilizado.

1. Colocar a tampa na respetiva cassete
2. Eliminar quaisquer agulhas que não possam ser reutilizadas num contentor para cortantes
3. Arrumar/limpar a área, eliminando qualquer resíduo, por exemplo, embalagem ou material de sutura em contentor/lixo apropriado

## Estação pronta para o próximo docente/aluno




Informe um docente ou responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a esgotar.